

# 作業が 快適。

「中栓不要」のポリボトル、登場。

Flexible Design Bottle

# JK-BOTTLE

〔JK-ボトル〕

Speedy  
×  
Accuracy



詳細はこちらから！




## It's Flexible Design



中栓不要なので  
作業効率がUP

ボトル口内部と  
インナーリングが  
密着して液漏れを防止



### ■ JK-ボトル細口 Round, Narrow mouth

容量 Capacity	寸法 (mm) Size (mm)				目盛 (ml) Scale (ml)	入数 (本/ケース) Per case	コード	ナチュラル(価格) Natural (Price)		コード	遮光(黒)(価格) Black (Price)	
	A	B	C	D				02(本)	01(ケース)		02(本)	01(ケース)
100 ml	φ21.5	φ50.0	91.5	94.0	10	200	101-20001	<del>67</del> 70	<del>3,400</del> 14,000	101-20101	<del>79</del> 82	<del>15,800</del> 16,400
250 ml	φ21.5	φ63.0	129.5	132.0	25	200	101-20002	<del>91</del> 94	<del>16,200</del> 18,800	101-20102	<del>97</del> 100	<del>19,400</del> 20,000
500 ml	φ31.8	φ80.0	152.5	155.0	50	100	101-20003	<del>164</del> 172	<del>16,400</del> 17,200	101-20103	<del>176</del> 186	<del>17,600</del> 18,600
1 l	φ31.8	φ98.0	190.0	192.5	100	50	101-20004	<del>200</del> 210	<del>10,000</del> 10,500	101-20104	<del>224</del> 236	<del>11,200</del> 11,800

### ■ JK-ボトル広口 Round, Wide mouth

容量 Capacity	寸法 (mm) Size (mm)				目盛 (ml) Scale (ml)	入数 (本/ケース) Per case	コード	ナチュラル(価格) Natural (Price)		コード	遮光(黒)(価格) Black (Price)	
	A	B	C	D				02(本)	01(ケース)		02(本)	01(ケース)
50 ml	φ21.5	φ39.0	76.5	79.0	10	500	101-20201	<del>67</del> 70	<del>33,500</del> 35,000	101-20301	<del>73</del> 76	<del>36,500</del> 38,000
100 ml	φ31.5	φ50.0	91.5	94.0	10	200	101-20202	<del>73</del> 76	<del>14,600</del> 15,200	101-20302	<del>79</del> 82	<del>15,800</del> 16,400
250 ml	φ31.5	φ63.0	129.5	132.0	25	200	101-20203	<del>97</del> 100	<del>19,400</del> 20,000	101-20303	<del>103</del> 108	<del>20,600</del> 21,600
500 ml	φ42.5	φ80.0	152.5	155.0	50	100	101-20204	<del>169</del> 176	<del>16,900</del> 17,600	101-20304	<del>182</del> 190	<del>18,200</del> 19,000
1 l	φ42.5	φ98.0	190.0	193.0	100	50	101-20205	<del>212</del> 218	<del>10,600</del> 10,900	101-20305	<del>237</del> 254	<del>11,850</del> 12,700

■ 本体材質: 高密度ポリエチレン (HDPE) ■ キャップ材質: ポリプロピレン (PP)

### 注意事項 CAUTION

**直火厳禁 PROHIBIT OPEN FLAME**  
直火または火器類近くでの使用は避けてください。

**オートクレーブ禁止 PROHIBIT AUTOCLAVING**  
オートクレーブはできません。

内容液の種類、使用環境等によっては、ボトルが変形する等の異常が現れることがあります。



ISO9001/14001 認証取得

本社

〒101-8568  
東京都千代田区神田富山町25番地  
TEL: 03-3254-1341 / FAX: 03-3252-5459

大阪支店 〒530-0043  
大阪市北区天満3丁目11番1号 アーバンスクエア1  
TEL: 06-6353-8192 / FAX: 06-6353-8305

名古屋支店 〒461-0001  
名古屋市長区泉1丁目20番28号 プライムアーバン泉  
TEL: 052-211-7600 / FAX: 052-211-7601

いわき支店 〒972-8316  
福島県いわき市常磐西郷町落合368番4号  
TEL: 0246-43-2485 / FAX: 0246-44-4135

茨城東海支店 〒319-1116  
茨城県那珂郡東海村舟石川駅西1丁目6番1号  
TEL: 029-282-3821 / FAX: 029-283-1895

青森支店 〒039-3212  
青森県上北郡六ヶ所村大字尾段字家ノ前94-5  
TEL: 0175-71-0560 / FAX: 0175-72-2038

福岡支店 〒812-0062  
福岡市東区松島1丁目14番31号  
TEL: 092-402-0027 / FAX: 092-402-0028

